

PUMPSIL®

NEW

Watson-Marlow Pumpsil® manguera de silicone curada al platino



Cumplimos nuestra promesa:

LaserTraceability™

La manguera es el corazón de la bomba peristáltica . . .


Watson-Marlow es el líder mundial en bombas peristálticas. Y ahora también lidera la fabricación de mangueras. Nuestra manguera de silicone curada al platino, Pumpsil®, Le permitirá obtener un rendimiento óptimo de su bomba. Pumpsil® es fabricada de acuerdo a los estándares más altos, en un ambiente aséptico donde el control de calidad es prioritario.

Una manguera peristáltica para uso bio-farmacéutico necesita:

- Control de calidad absoluto.
- Certificación biofarmacéutica completa – USP Class VI, ISO10993
- Fabricación aséptica, Clase J, según normas ISO9001 2000, cGMP

Pumpsil® ofrece las siguientes ventajas...

- Un número de lote grabado con láser, de punta a punta, para garantizar una trazabilidad completa.
- Alto nivel de claridad y pureza.
- Pared ultra-lisa que impide el atrapamiento de partículas y el crecimiento bacteriano.
- Excelente estabilidad de flujo para una dosificación precisa.



Certificaciones

Pumpsil® cumple o supera las normas establecidas por los organismos de evaluación de calidad de todo el mundo.

- Requerimientos USP clase VI
- Farmacopea Europea 3.1.9
- Requerimientos ISO10993
- Regulaciones CFR 177.2600 de FDA para contactos con alimentos.
- Normas USDA
- Estándares 3A

Podemos poner a su disposición un paquete de validación integral que incluye especificaciones técnicas e informes de ensayos, tanto en formato impreso, como en CD ROM.

